







Ficha técnica REF 70.35.44

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	70.35.44	Hardy cureta Ø 4mm 26cm mal	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	47525	GTIN	04046826492748
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-084
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Peso neto (kg)	0,045	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	Ø 4mm 26cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		