








## Ficha técnica REF 70.36.01

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	70.36.01	Olivecrona disector 19.5cm 2+3mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	11290	GTIN	04046826493066
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-218
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;04;aj;5X
Peso neto (kg)	0,016	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	19.5cm 2+3mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		