




Ficha técnica REF 709.30.15

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	709.30.15	atornillador 2.5mm 20cm hexagonal	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826357009
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-517
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	2.5mm 20cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Cuerpo	1.4034 (X46Cr13)		
Tornillo	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Mango	PPSU (Polyphenylsulfon)		
Otro	1.4034 (X46Cr13)		