



Ficha técnica REF 709.30.19

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	709.30.19	vaina p tornillos Ø 2.7/3.5/4.0mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	47831	GTIN	04046826357047
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-224
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	



Medicon medios 450.00.63 (catálogo Ortopedia)

Imagen completa

Imagen detallada



Medida Ø 2.7/3.5/4.0mm

Revestimiento

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)