





## Ficha técnica REF 709.30.20

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	709.30.20	broca Ø 1.1mm 60mm p acoplamiento rápido	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32390	GTIN	04046826357054
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-204
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,004	Manual de uso	G930100
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.63 (catálogo Ortopedia )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 1.1mm 60mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4112 (X90CrMoV18)		
Otro	1.4021 (X20Cr13)		