





Ficha técnica REF 709.30.30

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	709.30.30	fresa 57mm p 1.5/2.0mm tornillos	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	16462	GTIN	04046826357153
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	11-331
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,002	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	57mm Ø 1.5/2.0mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4112 (X90CrMoV18)		
Otro	1.4021 (X20Cr13)		