



Ficha técnica REF 709.30.44

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	709.30.44	roscador 70mm p 2.0mm p acoplamiento rápido	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32390	GTIN	04046826379872
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	11-331
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,003	Manual de uso	G930100
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	70mm 2.0mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4034 (X46Cr13)		