






Ficha técnica REF 71.11.13

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	71.11.13	LaForce Medicon adenotomo 23.5cm fig 3	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	10025	GTIN	04046826129590
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-025
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Peso neto (kg)	0,098	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK12-1
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	23.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)		