



## Ficha técnica REF 71.34.66

11.12.2025

| Datos generales                                                                                                                                                                  |                                          |                                                       |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                       | 71.34.66                                 | Beckmann cuchillo p veget aden c cestito 21.5cm fig 6 |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                           | unid.                                    | Número de aduana                                      | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                             | 33449                                    | GTIN                                                  | 04046826129828          |
| Clasificación                                                                                                                                                                    | 1r (EU MDR)                              | UMDNS-Code                                            | 16-583                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                    | 6 (EU MDR)                               | Base UDI-DI                                           | 4046826;B;R001;02;ag;37 |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                   | 0,067                                    | Manual de uso                                         | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                       | si                                       | Instrucciones de preparación                          | MPK23-1                 |
| <div></div>    |                                          |                                                       |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                   | 450.00.37 (catálogo ORL )                |                                                       |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                                  |                                          | Imagen detallada                                      |                         |
| <div></div> |                                          |                                                       |                         |
| Medida                                                                                                                                                                           | 21.5cm                                   | Revestimiento                                         |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                    |                                          |                                                       |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                           |                                          |                                                       |                         |
| Material                                                                                                                                                                         |                                          |                                                       |                         |
|                                                                                                                                                                                  | N° de material (Denominación DIN)        |                                                       |                         |
| Cuerpo<br>Mango                                                                                                                                                                  | 1.4021 (X20Cr13)<br>1.4301 (X5CrNi18-10) |                                                       |                         |