





## Ficha técnica REF 710.30.21

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	710.30.21	roscador 110mm p 3.5mm p acoplamiento rápido	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32390	GTIN	04046826357825
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	11-331
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.63 (catálogo Ortopedia )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	110mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4034 (X46Cr13)		