



Ficha técnica REF 711.30.29

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	711.30.29	roscador 125mm p 4.5mm p acoplamiento rápido	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32390	GTIN	04046826361563
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	11-331
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G930100
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	125mm 4.5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4034 (X46Cr13)		