



Ficha técnica REF 712.35.51

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	712.35.51	broca cán c corte cuatro Ø 3.5m/1.35mm 160mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32390	GTIN	04046826376215
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-204
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,012	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 3.5/1.35mm 160mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		