



Ficha técnica REF 712.35.52

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	712.35.52	fresa 160mm p tornillos canulada Ø 3.5mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	16462	GTIN	04046826376222
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	11-331
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,017	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	160mm Ø 3.5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		