



Ficha técnica REF 713.30.08

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	713.30.08	pinza p reposic de pelvis acod 24cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	46751	GTIN	04046826370596
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-670
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	24cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4034 (X46Cr13)		