





Ficha técnica REF 72.04.50

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	72.04.50	abreboca 32/27mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	16197	GTIN	04046826130596
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-822
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Peso neto (kg)	0,025	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	32/27mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		