






Ficha técnica REF 72.07.13

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|---|------------------------------|--------------------|
| Referencia | 72.07.13 | Jennings abreboca 13cm | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 35085 | GTIN | 04046826130732 |
| Clasificación | 1 (EU MDR) | UMDNS-Code | 11-822 |
| Clasificación | 5 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N004;05;XR |
| Peso neto (kg) | 0,110 | Manual de uso | GATDN00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | |
|   | | | |
| Medicon medios | 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | | | |
| Medida | 13cm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Tornillo | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |
| Otro | 1.4310 (X10CrNi18-8) | | |