







Ficha técnica REF 72.20.70

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	72.20.70	Fisher bisturi tonsilar 23cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	12255	GTIN	04046826131050
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-255
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Peso neto (kg)	0,024	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	23cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4034 (X46Cr13)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		