







Ficha técnica REF 72.25.38

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	72.25.38	Henke disector p amigd grande 24cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	12255	GTIN	04046826131180
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	14-070
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;04;aj;5X
Peso neto (kg)	0,046	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	24cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		