








Ficha técnica REF 72.25.40

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	72.25.40	Lopez Reinke disector p tonsil 23cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	12255	GTIN	04046826131197
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	14-070
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;03;ai;4W
Peso neto (kg)	0,064	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK12-1
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	23cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		