







## Ficha técnica REF 72.40.23

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	72.40.23	White pinza p amigd 23cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826131296
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	14-070
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso neto (kg)	0,072	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL )		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	23cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		