







Ficha técnica REF 72.40.50

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	72.40.50	Tyding pinza p amigdalas 2x2d 21cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826131302
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	14-070
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso neto (kg)	0,070	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	21cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		