






Ficha técnica REF 72.50.97

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	72.50.97	alambre p cierranudos Ø 0.40mm preformados p/100	
Unidad	paq./100	Número de aduana	90189084
GMDN	13632	GTIN	04046826131500
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-632
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;06;ah;59
Peso neto (kg)	0,016	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01-1
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 0.40mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4310 (X10CrNi18-8)		