






## Ficha técnica REF 72.95.19

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	72.95.19	cánula tonsilar Ø 0.8mm 12cm 90° acod LL	
Unidad	unid.	Número de aduana	90183900
GMDN	60909	GTIN	04046826131647
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-206
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,024	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03
			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL )		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	Ø 0.8mm 12cm 90°	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Mango	2.0401 (CuZn39Pb3)		