



Ficha técnica REF 720.04.40

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	720.04.40	Kerrison DieBlauen 40cm 4mm 40°	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826863197
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-231
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-1
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	40cm 4mm 40°	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		