








Ficha técnica REF 73.12.17

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	73.12.17	Jackson pinza laring/bronc 35cm ang hacia arr Ø 2mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	11775	GTIN	04046826131739
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-270
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso neto (kg)	0,040	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	35cm Ø 2mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Mango	1.4021 (X20Cr13)		
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)		