








Ficha técnica REF 73.17.02

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	73.17.02	pinza laring cuchara Ø 2mm 23cm ang hacia arr	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62467	GTIN	04046826132187
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-270
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso neto (kg)	0,040	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	Ø 2mm 23cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		