








Ficha técnica REF 73.17.09

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	73.17.09	pinza laring cuchara ovalada 23cm rct 3x5mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62467	GTIN	04046826132255
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-270
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso neto (kg)	0,040	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	23cm ger 3x5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		