








## Ficha técnica REF 73.17.18

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	73.17.18	pinza laring cuchara ovalada 23cm crv hacia arr apert izq	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62467	GTIN	04046826132323
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-270
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso neto (kg)	0,040	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL )		
Imagen completa		Imagen detallada	
		 	
Medida	23cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		