








## Ficha técnica REF 73.17.41

11.12.2025

| Datos generales  |                                   |   |                         |
|--|-----------------------------------|---|-------------------------|
| Referencia   | 73.17.41                          | micro pinza laring cuchara Ø 1mm 23cm crv hacia arr |                         |
| Unidad   | unid.                             | Número de aduana                                    | 90189084                |
| GMDN   | 62467                             | GTIN  | 04046826132538          |
| Clasificación  | 1r (EU MDR)                       | UMDNS-Code  | 16-270                  |
| Clasificación  | 6 (EU MDR)                        | Base UDI-DI   | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Peso neto (kg)   | 0,040                             | Manual de uso                                       | GATDR00X                |
| Latex free   | si                                | Instrucciones de preparación                        |                         |
|    |                                   |   |                         |
| Medicon medios   | 450.00.37 (catálogo ORL )         |   |                         |
| Imagen completa  |                                   | Imagen detallada                                    |                         |
|    |                                   |   |                         |
| Medida   | Ø 1mm 23cm                        | Revestimiento                                       |                         |
| Condiciones de almacenamiento  |                                   |   |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación   |                                   |   |                         |
| Material   |                                   |   |                         |
|  | N° de material (Denominación DIN) |   |                         |
| Cuerpo   | 1.4021 (X20Cr13)                  |   |                         |
| Tornillo   | 1.4305 (X8CrNiS18-9)              |   |                         |