








## Ficha técnica REF 73.17.43

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	73.17.43	micro pinza laring cuchara Ø 1mm 23cm crv izq	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62467	GTIN	04046826132552
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-270
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso neto (kg)	0,040	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL )		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	Ø 1mm 23cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Mango	1.4021 (X20Cr13)		
Otro	1.4301 (X5CrNi18-10)		