





Ficha técnica REF 73.17.81

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	73.17.81	cánula laring p aspir crv hacia arr Ø 3mm 25cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826132774
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-206
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,020	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 3mm 25cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		