








Ficha técnica REF 73.30.44

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	73.30.44	tijera micro laringol 24cm ang ang hacia agj	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	46421	GTIN	04046826133733
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-270
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,030	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
		 	
Medida	24cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		