





Ficha técnica REF 73.32.08

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	73.32.08	Medicon Jackson pinza bronc 35cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826133870
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-270
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso neto (kg)	0,030	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	35cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		