






Ficha técnica REF 73.41.60

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	73.41.60	tubo de alargamiento 60cm rct	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62467	GTIN	04046826134167
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-270
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso neto (kg)	0,040	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	60cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Tornillo	1.4021 (X20Cr13)		
Otro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		