







## Ficha técnica REF 73.43.03

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	73.43.03	Fränkel terminal laring ang	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62467	GTIN	04046826134259
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-270
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso neto (kg)	0,003	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)		