







## Ficha técnica REF 73.47.12

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	73.47.12	espejo laring fig 1 Ø 12mm p/5	
Unidad	paq./5	Número de aduana	90189084
GMDN	33431	GTIN	04046826134860
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	12-549
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;01;XD
Peso neto (kg)	0,039	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL )		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	Ø 12mm	Revestimiento	Revestimiento por evaporación en espejos laríngeos
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4301 (X5CrNi18-10) GLAS (Glas)		