







Ficha técnica REF 73.47.26

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	73.47.26	espejo laring fig 8 Ø 26mm p/5	
Unidad	paq./5	Número de aduana	90189084
GMDN	33431	GTIN	04046826134938
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	12-549
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;01;XD
Peso neto (kg)	0,047	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	Ø 26mm	Revestimiento	Revestimiento por evaporación en espejos laríngeos
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4301 (X5CrNi18-10) GLAS (Glas)		