







Ficha técnica REF 73.48.08

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|--|---|--|
| Referencia | 73.48.08 | espejo laring 22cm fig 00 Ø 8mm | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 33431 | GTIN | 04046826134990 |
| Clasificación | 1 (EU MDR) | UMDNS-Code | 12-549 |
| Clasificación | 5 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N004;01;XD |
| Peso neto (kg) | 0,028 | Manual de uso | GATDN00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | |
|   | | | |
| Medicon medios | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | |  | |
| Medida | 22cm Ø 8mm | Revestimiento | Revestimiento por evaporación en espejos laríngeos |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo Otro | 1.4301 (X5CrNi18-10) GLAS (Glas) | | |