







## Ficha técnica REF 73.48.10

11.12.2025

| Datos generales  |  |                                 |  |
|--|--|---------------------------------|--|
| Referencia   | 73.48.10   | espejo laring 22cm fig 0 Ø 10mm |  |
| Unidad   | unid.  | Número de aduana                | 90189084   |
| GMDN   | 33431  | GTIN                            | 04046826135003                                     |
| Clasificación  | 1 (EU MDR)   | UMDNS-Code                      | 12-549   |
| Clasificación  | 5 (EU MDR)   | Base UDI-DI                     | 4046826;N004;01;XD                                 |
| Peso neto (kg)   | 0,031  | Manual de uso                   | GATDN00X   |
| Latex free   | si   | Instrucciones de preparación    |  |
|      |  |                                 |  |
| Medicon medios   | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL ) |                                 |  |
| Imagen completa  |  | Imagen detallada                |  |
|   |  |                                 |  |
| Medida   | 22cm Ø 10mm  | Revestimiento                   | Revestimiento por evaporación en espejos laríngeos |
| Condiciones de almacenamiento  |  |                                 |  |
| No se requieren condiciones especiales de conservación   |  |                                 |  |
| Material   |  |                                 |  |
|  | N° de material (Denominación DIN)  |                                 |  |
| Cuerpo<br>Otro   | 1.4301 (X5CrNi18-10)<br>GLAS (Glas)  |                                 |  |