







Ficha técnica REF 73.48.20

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	73.48.20	espejo laring 22cm fig 5 Ø 20mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33431	GTIN	04046826135058
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	12-549
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;01;XD
Peso neto (kg)	0,030	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	22cm Ø 20mm	Revestimiento	Revestimiento por evaporación en espejos laríngeos
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4301 (X5CrNi18-10) GLAS (Glas)		