







## Ficha técnica REF 73.48.30

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	73.48.30	espejo laring 22cm fig 10 Ø 30mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33431	GTIN	04046826135102
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	12-549
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;01;XD
Peso neto (kg)	0,032	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL )		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	22cm Ø 30mm	Revestimiento	Revestimiento por evaporación en espejos laríngeos
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4301 (X5CrNi18-10) GLAS (Glas)		