



## Ficha técnica REF 73.65.32

11.12.2025

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                   |                                       |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 73.65.32                          | Bose ganchito p traqueotomía 16cm der |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                             | Número de aduana                      | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 42595                             | GTIN                                  | 04046826135737          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                       | UMDNS-Code                            | 12-038                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                        | Base UDI-DI                           | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,024                             | Manual de uso                         | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                | Instrucciones de preparación          | MPK03-1                 |
| <div></div> |                                   |                                       |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.37 (catálogo ORL )         |                                       |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                   | Imagen detallada                      |                         |
|          |                                   |                                       |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | 16cm                              | Revestimiento                         |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                   |                                       |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                   |                                       |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                   |                                       |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN) |                                       |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                        | 1.4021 (X20Cr13)                  |                                       |                         |