







Ficha técnica REF 73.70.15

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	73.70.15	Kocher sonda p bocio 15.0cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33433	GTIN	04046826135836
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-117
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;06;aj;6M
Peso neto (kg)	0,037	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	15.0cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		