



Ficha técnica REF 74.47.14

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	74.47.14	cuchillo red endolaring 24cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38105	GTIN	04046826136369
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-226
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Peso neto (kg)	0,005	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01-1



Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL)
----------------	---------------------------

Imagen completa

Imagen detallada



Medida	24cm	Revestimiento	
--------	------	---------------	--

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)