




Ficha técnica REF 74.47.27

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	74.47.27	aguja endolaríng 24cm crv der	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826136413
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-234
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Peso neto (kg)	0,005	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01-1
			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	24cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		