



Ficha técnica REF 74.47.37

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	74.47.37	legra aspir endolaring 24cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35559	GTIN	04046826136451
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	11-506
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,005	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	24cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		