






## Ficha técnica REF 75.23.06

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	75.23.06	hoja de atornillador 90mm p torn Star Grip 2.4mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826396688
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-517
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	90mm 2.4mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4112 (X90CrMoV18)		