



Ficha técnica REF 75.23.22

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	75.23.22	hoja de atornillador 55mm p Ti Mini torn cruz	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826308643
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-517
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	451.03.41 (prospecto ÁRPE Sist p la expan palatina c anglaje óseo)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	55mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4112 (X90CrMoV18)		