






## Ficha técnica REF 75.23.23

11.12.2025

| Datos generales   |                                   |   |                         |
|---|-----------------------------------|---|-------------------------|
| Referencia  | 75.23.23                          | hoja de atornillador 17mm p Ti Micro torn cruz dental |                         |
| Unidad  | unid.                             | Número de aduana                                      | 90189084                |
| GMDN  | 33968                             | GTIN  | 04046826389901          |
| Clasificación   | 1r (EU MDR)                       | UMDNS-Code  | 13-517                  |
| Clasificación   | 6 (EU MDR)                        | Base UDI-DI   | 4046826;B;R005;03;ak;6A |
| Peso neto (kg)  | 0,000                             | Manual de uso   | GATDR00X                |
| Latex free  | si                                | Instrucciones de preparación                          |                         |
|   |                                   |   |                         |
| Medicon medios  |                                   |   |                         |
| Imagen completa   |                                   | Imagen detallada                                      |                         |
|   |                                   |   |                         |
| Medida  | 17mm                              | Revestimiento   |                         |
| Condiciones de almacenamiento   |                                   |   |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |                                   |   |                         |
| Material  |                                   |   |                         |
|   | N° de material (Denominación DIN) |   |                         |
| Cuerpo  | 1.4112 (X90CrMoV18)               |   |                         |