







Ficha técnica REF 75.23.28

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------|
| Referencia | 75.23.28 | hoja p remoción de implantes 70mm p Ti Micro+Mini torn | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 33968 | GTIN | 04046826405281 |
| Clasificación | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 13-517 |
| Clasificación | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R005;03;ak;6A |
| Peso neto (kg) | 0,000 | Manual de uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | |
|   | | | |
| Medicon medios | | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|   | | | |
| Medida | 70mm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4034 (X46Cr13) | | |